

## 其他PCR试剂:

| 货 号          | 产 品 名 称                                                                         | 包装规格/盒 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SJ-BM-009-2  | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)                                                           | 50人份/盒 |
| SJ-BM-009I-2 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒/含蚊虫内标(荧光PCR法)                                                     | 50人份/盒 |
| SJ-BM-073I-2 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒/含内标(荧光PCR法)                                                       | 50人份/盒 |
| SJ-BM-214I-2 | 基孔肯雅病毒/寨卡病毒核酸检测试剂盒/含内标(荧光PCR法)                                                  | 50人份/盒 |
| SJ-BM-215I-2 | 基孔肯雅病毒/登革病毒核酸检测试剂盒/含内标(荧光PCR法)                                                  | 50人份/盒 |
| SJ-NY-204-2  | 单纯疱疹病毒/基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)                                                    | 50人份/盒 |
| SJ-BM-302I-2 | 基孔肯雅病毒/寨卡病毒/登革病毒通用核酸检测试剂盒/含内标(荧光PCR法)                                           | 50人份/盒 |
| YH-BM-301I-2 | 基孔肯雅病毒/寨卡病毒/登革病毒预混核酸检测试剂盒/含内标(荧光PCR法)                                           | 50人份/盒 |
| ZC-BM-001-1  | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 检测限: 200copies/ml                                         | 24人份/盒 |
| ZC-BM-001-2  | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) 检测限: 200copies/ml                                         | 48人份/盒 |
| SJ-BM-807-2  | 六种蚊传病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)<br>(流行性乙型脑炎病毒、西尼罗病毒、基孔肯雅病毒、辛德毕斯病毒、登革病毒、黄热病毒)              | 50人份/盒 |
| SJ-BM-808-2  | 七种蚊传病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)<br>(流行性乙型脑炎病毒、西尼罗病毒、基孔肯雅病毒、辛德毕斯病毒、登革病毒、黄热病毒、寨卡病毒)         | 50人份/盒 |
| SJ-BM-804-2  | 八种蚊传病原体核酸检测试剂盒-GD版(荧光PCR法)<br>(疟原虫、登革病毒、基孔肯雅病毒、寨卡病毒、流行性乙型脑炎病毒、黄热病毒、裂谷热病毒、西尼罗病毒) | 50人份/盒 |
| SJ-BM-805-2  | 九种蚊传病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR法)<br>(黄热病毒、登革热病毒、日本脑炎病毒、基孔肯雅病毒、西尼罗病毒、库蚊黄病毒、寨卡病毒、疟原虫、丝虫)    | 50人份/盒 |

## 其他胶体金试剂:

| 产 品 名 称                         | 包装规格/盒 |
|---------------------------------|--------|
| 寨卡病毒IgG/IgM抗体检测试剂盒 (免疫层析法)      | 50人份/盒 |
| 基孔肯雅热IgG/IgM抗体检测试剂盒 (免疫层析法)     | 50人份/盒 |
| 登革热NS1抗原+IgM/IgG抗体检测试剂盒 (免疫层析法) | 50人份/盒 |

## 伯杰医疗

全国服务电话: 4008603688 0532-87010120 信息咨询邮箱: qdmarket@bio-germ.com



关注伯杰

BGQD-CY-11-2501

### 上海 (总部)

研发生产/技术服务/综合管理/销售/储运中心  
上海市奉贤区沪杭公路1588号凤创谷生物科技楼

### 青岛伯杰

山东省青岛市城阳区华贯路869号联东U谷C21

### 深圳伯杰

深圳市光明区招商局智慧城A4栋2层

### 上海

市场营销中心  
上海市静安区SOHO东海广场南京西路1486号45层

### 免疫研发生产基地

上海市奉贤区四团镇新四平公路1236弄151号

### 仪器研发生产基地

上海市奉贤区远东路777弄88号楼宇1幢

### 上海

伯鉴医学检验实验室  
上海市国际医学园区紫萍路908弄医谷PLUS 18号楼

### 郑州

伯鉴医学检验实验室  
河南省郑州市郑州高新技术产业开发区莲花街与  
健杨路交叉口联东U谷3号楼2单元2层

请扫描二维码关注伯杰或登录[www.bio-germ.com](http://www.bio-germ.com)了解更多信息



# 基孔肯雅热监测解决方案

溯源监测，您身边的病原体诊断专家








基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起,经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病。我国媒介伊蚊分布广泛,且近年来境外输入病例不断增加,为防控基孔肯雅热,伯杰医疗推出“**核酸应急检测+测序精准溯源+抗原快速筛查**”全面检测方案,满足不同检测场景需要,助力基孔肯雅热快速精准诊断。

## 核酸应急检测



基孔肯雅病毒预混核酸检测试剂盒

- ☒ **手工操作少,反应体系全预混** 适配大批量样本筛查
- ☒ **检测速度快** 最快 35 分钟出结果,满足应急检测需求
- ☒ **检测金标准** 采用RT-PCR技术,病原体实验室检测金标准
- ☒ **内源性内标** 监控样本采集-核酸提取-PCR全实验流程,确保结果准确性

### 应用范围广

提取产物可用于实时荧光定量PCR、基因组测序分析等技术平台。

### 规格多样化

设置单人预分装试剂条,少量样本提取更友好。

### 保证提取效率

采用蛋白酶K前处理,有效消化血清样本里的蛋白组分,减少蛋白残留。

### 操作自动化

提取组分预分装,撕膜后即可加样上机,匹配伯杰医疗32、48提取仪。



TC-BG-009提取试剂

BG-Flex-32/48  
核酸提取仪



BG-Nege-96  
核酸提取仪



## 测序精准溯源



基孔肯雅病毒全基因组富集试剂盒

- ☒ **灵敏度高**  $10^5$ copies/ml基孔肯雅病毒全基因组富集成功率 $\geq 99\%$
- ☒ **覆盖度好** 针对已知所有病毒亚型基因组组装覆盖度 $\geq 99.7\%$
- ☒ **操作便捷** 人工操作时间小于0.5小时,设备运行时间小于2.5小时
- ☒ **适配多平台** 适配主流的二代测序平台和三代测序平台

### 富集实验操作流程



## 抗原快速筛查



基孔肯雅病毒抗原检测试剂盒

- ☒ **检测快速** 10-20分钟出检验结果
- ☒ **操作简便** 可直接目视判读,使用方便
- ☒ **易储存**  $2^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 保存及运输